

Gebrauchsanweisung

Basic-BALL

Sehr geehrte Anwender,
wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten.



Basic-Ball / Halbkugel aus rutschminderten Schaum

Therapieziel BASIC BALL

Das BASIC BOARD Therapiebrett wurde zur Therapie von schweren Lähmungen und Bewegungseinschränkungen der oberen Extremität entwickelt. Es eignet sich zum systematischen und strukturierten Beüben des Armes und der Hand.

Wir empfehlen für den Patienten einen individuellen Therapieplan mit darin enthaltenen Therapiezielen zu erstellen.

- Der Basic-Ball ist eine Eigententwicklung von uns, als Mitentwickler des Handlagerungs –und Mobilisastionssystems „MOBILAS® “ ist Basic- Ball als Trainingsgerät für schwere Handlähmungen entwickelt worden
- Das Besondere ist das Sie nur einen Fernseher und eine handelsübliche Spielekonsole benötigen, und schon haben Sie ein hochwertiges biofeedbackgetütztes Handtraining für die Klinik, Praxis oder zu Hause.
- Gerade bei Langzeitlähmungen werden so die wichtigen hohen Wiederholungen (repetitives Training) zum Kinderspiel



Basic-Ball in Kombination mit MOBILAS® und handelsüblicher Spielekonsole

Die Durchführung der Übungen sollte dann unter enger Betreuung von medizinischem Fachpersonal (behandelnder Arzt und/oder Therapeut) erfolgen.

Achten Sie darauf, dass nur unter kontrolliert geübt wird, um das Herunterfallen der Kugel auszuschließen.

Grundsätzlich sind die Übungen im schmerzfreien Bereich durchzuführen. Treten dennoch im Übungsablauf Schmerzen auf, sollten die Übungen umgehend eingestellt und ein Arzt aufgesucht werden.

Das MOBILAS® Handlagerungs- und Mobilisationssystem (SPORLASTIC GmbH) ist die ideale Ergänzung, um die Übungen auf dem BASIC BALL in optimierter Weise durchzuführen. MOBILAS® ist verordnungsfähig .

Besonderer Hinweis:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Durchführung von Übungen mit dem BASIC BALL erst nach Freigabe eines individuellen Therapieplans durch den behandelnden Arzt und / oder Therapeuten erfolgt ist.

Es wird keine Haftung für das Entstehen von Schäden übernommen, die durch nicht sachgemäßes Training entstehen.

Die Erfinder des BASIC BALL lehnen sämtliche Schäden, die durch nicht sachgemäßes Training oder Übertraining entstehen, ab.

Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder eine nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.

Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die örtlichen Bestimmungen.

TRS Med GmbH
Oderstr. 20
12047 Berlin